

IPS e.max[®] CAD



Technique de maquillage

avec IPS e.max CAD Crystall.

ou IPS e.max Ceram

CE 0123

0311/1

ivoclar
vivadent[®]
technical

Application de matériaux IPS e.max Ceram Shades, Essences et Glaze



Option 2

Caractérisation et glaçage des restaurations *préalablement cristallisées*

1

Finitions et contrôle



Finition des bords à l'aide des instruments adaptés.



Finition des zones fonctionnelles à l'aide d'une fine pointe diamantée.




Contrôle des points de contact proximaux et occlusaux.

2

Cristallisation



Remplir l'intrados de la restauration avec une large quantité de matériau IPS Object Fix Putty ou Flow, et placer la restauration sur le support de cristallisation IPS e.max CAD.



Cristalliser la restauration sans les matériaux Shades, Stains ou Glaze.

Paramètres de cuisson Cristallisation / Glaçage HT/LT

Four	Température de service B [°C]	Temps de fermeture S [min]	Vit. de montée en temp. t [°C/min]	Température de cuisson T [°C]	Temps de maintien H [min]	Vit. de montée en temp. t [°C/min]	Température de cuisson T [°C]	Temps de maintien H [min]	Vide 1 1 [°C]	Vide 2 2 [°C]	Refruid. lent L [°C]	Vitesse de refroid. t [°C/min]
P300												
P500	403	6:00	90	820	0:10	30	840	07:00	550/820	820/840	700	0
P700												

3

Cuissons de maquillage et de glaçage


(menées simultanément ou séparément, selon la situation)



Option a : Appliquer la poudre ou la pâte de glaçure IPS e.max Ceram, ...



... puis appliquer les matériaux IPS e.max Ceram Essence et Shades.




Effectuer la cuisson de maquillage / glaçage sur un support nid d'abeille avec les paramètres indiqués.



Option b : Appliquer les matériaux IPS e.max Ceram Essence et Shade, ...



... puis vaporiser la glaçure en spray IPS e.max Ceram sur les matériaux Shades et Stains non cuits.



Effectuer la cuisson de maquillage / glaçage sur un support nid d'abeille avec les paramètres indiqués.

Paramètres de cuisson de maquillage / glaçage

IPS e.max Ceram sur IPS e.max CAD	B [°C]	S [min]	t [°C/min]	T [°C]	H [min]	V1 [°C]	V2 [°C]
Technique de maquillage							
Cuisson de maquillage et caractérisation	403	6:00	60	770	1:00-2:00	450	769
Cuisson de glaçage	403	6:00	60	770	1:00-2:00	450	769

4

Optionnel
Cuisson de correction avec IPS e.max Ceram Add-On



Appliquer IPS e.max Ceram Add-On sur les zones à corriger et procéder à la cuisson du matériau Add-On

Paramètres de cuisson du matériau Add-On après cuisson de glaçage

IPS e.max Ceram sur IPS e.max CAD	B [°C]	S [min]	t [°C/min]	T [°C]	H [min]	V1 [°C]	V2 [°C]
Technique de maquillage							
Cuisson Add-On après cuisson de glaçage	403	6:00	50	700	1:00	450	699