

제품에 따른 구성

	높은 심미성의 합착용 레진 시멘트	보편적인 합착용 레진 시멘트	간편한 1-step 레진 시멘트
시멘트	Variolink® N	Multilink® N	Multilink® Speed
중합방식	광중합/이원중합**	선택적 광중합이 가능한 자가중합	선택적 광중합이 가능한 자가중합
시멘테이션 방식	Adhesive Syntac Total-Etch	Adhesive Multilink N Primer A/B Self-Etch	Self-Adhesive
IPS e.max Press	✓	✓	✓
IPS e.max CAD	✓	✓	✓
IPS e.max Ceram Veneer	✓	-	-
IPS e.max ZirCAD	-	✓	✓
IPS Empress Esthetic	✓	✓	-
IPS Empress CAD	✓	✓	-
SR Adoro ¹ (metal-based)	-	✓	✓
SR Adoro ¹ (metal-free)	✓	✓	-
IPS d.SIGN			
IPS InLine / IPS InLine PoM	-	✓	✓
IPS Classic			
FRC Postec Plus	✓***	✓	✓
CosmoPost	-	✓	✓



해당하는 사용설명서를 참조하십시오.

✓ 함께 사용이 추천되는 제품

* 적용에 따라 함께 사용이 추천되는 제품

— 함께 사용이 추천되지 않는 제품

** Variolink N Clear Veneer: 광중합 전용

*** 이원중합형 재료와 함께 사용

¹ 일부 나라에서만 사용이 가능합니다.

적용에 따른 구성

	높은 심미성의 합착용 레진 시멘트	보편적인 합착용 레진 시멘트	간편한 1-step 레진 시멘트
시멘트	Variolink® N	Multilink® N	Multilink® Speed
중합방식	광중합/이원중합**	선택적 광중합이 가능한 자가중합	선택적 광중합이 가능한 자가중합
시멘테이션 방식	Adhesive Syntac Total-Etch	Adhesive Multilink N Primer A/B Self-Etch	Self-Adhesive
Metal/Metal-based			
Inlay/Onlay	-	✓	✓
Crown/Bridge	-	✓	✓
Endodontic Post	-	✓	✓
Maryland Bridge	-	✓	-
Glass-Ceramic (Leucite reinforced)			
Inlay/Onlay	✓	✓	-
Veneer	✓	-	-
Crown	✓***	✓	-
Lithium disilicate (LS₂)			
Table Top (occlusal Veneer)	✓	-	-
Thin Veneer/Veneer	✓	-	-
Inlay/Onlay	✓	✓	-
Partial Crown	✓***	✓	-
Crown	✓***	✓	✓
3-unit Bridge	✓***	✓	✓
Oxide-Ceramic (Zirconia/Alumina)			
Crown/Bridge	-	✓	✓
Endodontic Post	-	✓	✓
Indirect Composite			
Inlay/Onlay	✓	✓	-
Crown	✓***	✓	-
Endodontic Post	✓***	✓	✓

✓ 함께 사용이 추천되는 제품

— 함께 사용이 추천되지 않는 제품

** Variolink N Clear Veneer: 광중합 전용

*** 이원중합형 재료와 함께 사용