

ProBase®



Résines pour prothèses amovibles



ProBase®

Hot – thermopolymérisable

Indication

- prothèse totale
- prothèse combinée
- prothèse partielle

Les avantages en résumé

- concordance de teinte avec ProBase Cold
- technique de mise en œuvre : technique de pressée
- 6 modes de polymérisation possibles
- consistance souple
- stabilité de forme
- stabilité de teinte
- correspond à la norme ISO EN 1567
- système d'emballage et de recharge écologique



Présentation

Trial Kit
100 g de polymère
50 ml de monomère
Accessoire de travail

Standard Kit
2x 500 g polymère
50 ml monomère
Accessoire de travail

Lab Kit
5x 500 g polymère
1000 ml monomère
Accessoire de travail

Refill
Polymère
2x 500 g / 5x 500 g /
10x 500 g / 20x 500 g

Monomère
500 ml / 1000 ml / 2000 ml /
4000 ml

Accessoires de travail
1 jeu de mesures
polymère/monomère
1 godet malaxeur avec
couvercle
1 spatule
20/100 feuilles isolantes

Accessoire
1 flacon plastique

Disponibles en teintes *
Pink, Pink-V, S, US-L, US-P,
36 P, 36 P-V et Clear

Cold – autopolymérisante

Indication

- réparations
- prothèses partielles
- rebasages
- prothèse totale pressée à froid

Les avantages en résumé

- correspondance aux teintes ProBase Hot et SR Ivoclar High Impact
- deux techniques de mise en œuvre : technique de coulée et de pressée
- bonne fluidité et modelage aisé
- stabilité de forme
- stabilité de teinte
- correspond à la norme ISO EN 1567
- système d'emballage et de recharge écologique



Présentation

Trial Kit
100 g polymère
50 ml monomère
Accessoires de travail

Standard Kit
2x 500 g polymère
500 ml monomère
Accessoires de travail

Lab Kit
5x 500 g polymère
1000 ml monomère
Accessoires de travail

Refill
Polymère
2x 500 g / 5x 500 g /
10x 500 g / 20x 500 g

Monomère
250 ml / 500 ml / 1000 ml /
2000 ml / 4000 ml

Accessoires de travail
1 jeu de mesure
polymère/monomère
1 godet malaxeur avec
couvercle
1 spatule

Accessoire
1 flacon plastique

Disponibles en teintes*
Pink, Pink-V, S, US-L, US-P,
36 P, 36 P-V und Clear



ProBase – Un des composants du BPS®

La résine de base ProBase est un élément important du système prothétique BPS. Profitez au quotidien des «plus» que peut vous apporter le concept BPS !

*Les teintes disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre !

Les illustrations et explications sont données à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité.
Imprimé en Autriche © Ivoclar Vivadent AG
563093/1206/f/VA