

Programat®

BİR BAŞARI HİKAYESİ



Fırın aksesuarları Fırınınızı ideal bir şekilde tamamlayın

Programat Aksesuar Set 2

610 164

Programat Aksesuar Seti, Programat fırınlarına ideal bir eklemedir ve aşağıdaki aksesuarları içermektedir:

- 1 Programat Pişirme Tepsisi
- 1 Silisyum Nitrit Pişirme Tepsisi «K»
- 1 Pişirme Maşası
- 1 Otomatik Isı Kontrol Seti ATK2 (P500, P510, P700, PCS, PCS2, EP 3000 için)



PişirmeTepsisi için Metal Pinler

626 698

Metal pinler, Programat tepsisi için kullanılabilir ve gerektiğinde petek şeklindeki pişirme tablasına monte edilebilir.

Paketleme şekli:

- 4 Metal Pin A
- 4 Metal Pin B
- 4 Metal Pin C



Pişirme Maşası

530 665

Bu pişirme maşası, pişirme haznesine nesnelere yerleştirmek için kullanılır. Maşa, mükemmel malzeme kalitesiyle karakterizedir.

Paketleme şekli:

- 1 Pişirme Isısı




Programat Pişirme Tablası Set 2

655 946

PişirmeTablası Kit 2, özellikle Programat fırınları için geliştirilmiştir. Destek pinleri gerektiğinde pişirme tablasına individüel monte edilebilir.

Paketleme şekli:

- 2 Pişirme Tepsisi
- 6 A Destek Pini
- 6 B Destek Pini
- 2 Fan Pini
- 2 Seramik Kılıfı
- 1 Hobbyceram



Programat WLAN Kit

655 949

WLAN Kit, kablosuz veri transferi için kullanılır (P510 için).



Programat USB Flaş Bellek

598 601

Bireysel programlar ve veriler USB flaş belleğe kaydedilebilir.



Programat®

BİR BAŞARI HİKAYESİ



Fırın aksesuarları

Fırınınızı ideal bir şekilde tamamlayın

Isı kontrol Set 2

544 903

Isı Kontrol Seti, Programat pişirme haznesinde ısıyı kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılır (örneğin Programat P100, P200, P300 ve P310 için)

Paketleme şekli:

2 Numune Tutucu
10 Gümüş Test Çubuğu



Gümüş Test Çubukları (Refill)

545 634

Paketleme şekli:

5 Gümüş Test Çubuğu



Programat Maşa Tutucu xx10

655 945

Programat maşa tutucu, Programat gövdesine monte edilebilir. Pişirme maşalarının uygun muhafazası için kullanılabilir.



Otomatik Isı Kontrol Seti ATK2

598 833

Otomatik Isı Kontrol Seti ATK2, ATK2 sistemlerinde otomatik kalibrasyon programlı fırınlardaki pişirme ısılarını kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılır. (Programat P500, P510, P700, PCS, PCS2, EP 3000 ve EP 5000 için). Otomatik çift bölge kalibrasyon ayarı, ATK2'nin özel bir niteliğidir.



USB Karşından Yükleme Kablosu

597 183

USB karşıdan yükleme kablosu, bilgisayar veya dizüstü bilgisayar aracılığıyla fırın yazılımını güncelleştirmek için kullanılabilir. Ek olarak fırın PrograBase X10 yazılımı ve USB karşıdan yükleme kablosu kullanılarak bilgisayarla çalıştırılabilir veya pişirme verisi protokolü de aynı şekilde oluşturulabilir.



Programat Ekran Temizleme Bezi

655 947

Bu özel bez, ekranı ve IR sensör camını temizlemek için kullanılabilir.



Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Phone +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation