


PrograBase X10

Programat® fırınınız için çok işlevli yazılım



Çalıştırma | Yönetme | Protokol | İndirme

PrograBase X10

Programat® fırınınız için çok işlevli yazılım

Programat bilgisayar yazılımının en yeni versiyonu şimdi daha fazla olasılıklar sunuyor.



Çalıştırma

Programat fırınına direkt bilgisayarınızdan çalıştırın. Ekran; Programat numarası, pişirme durumu ve mevcut pişirme ısısı gibi tüm önemli bilgileri gösterir. Bu seçenek uzaktan çalıştırmayı ve Programat fırınına bilgisayarınızdan/dizüstü bilgisayarınızdan test etmeyi mümkün kılar.



Yönetme

Programlarınızı rahatlıkla bilgisayarınızdan yönetin. Daha sonra elde ettiğiniz veriyi fırına ve/veya bilgisayarınıza kaydedin. Ayrıca pişirme ve sinterleme programlarını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir, yeni programlar oluşturabilir ve var olan programları bir fırından diğerine kopyalayabilirsiniz. Resimler bile kolayca ve açıkça yönetilebilir ve aktarılabilir.



Protokol

PrograBase X10 yazılımını kullanarak uygulanmış pişirme döngülerini kaydedin. Uygulanmış pişirme döngülerine; hasta bilgileri, sipariş numarası veya materyal bilgisi gibi ek bilgiler eklenebilir. Protokolleri kaydedebilir ve yazdırabilir veya PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz.



İndirme

PrograBase X10'u www.ivoclarvivadent.com'a yalnızca bir tık bağlar. Ivoclar Vivadent web sitesinden en son fırın yazılımını, çalıştırma kılavuzlarını ve pişim tablolarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Windows XP® SP3, Windows Vista®, Windows 7® veya Windows 8® (Microsoft .NET Framework 4* dahil olmak üzere)
- Ekran Çözünürlüğü: 1152 x 800
- Renkler: min. 256
- RAM: min. 2 GB
- CPU: 1 GHz
- Hard diskte minimum 100 MB boş hafıza alanı
- Internet bağlantısı

*) Eğer Microsoft .NET Framework 4 henüz bilgisayarınızda yüklü değilse PrograBase yazılımı ile birlikte yüklenecektir. Gerekli hafıza alanı: yaklaşık 300 MB

Gerekli aksesuarlar

USB indirme kablosu (fırın ile teslim edilir).



Bu ürün, uzmanlık alanımız olan Sabit Protezler grubunda yer alır. Bu grupta bulunan ürünlerin tamamı birbirleri ile uyum sağlarlar.

Üretim ve Satış
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation