

Programat[®] CS2

Software-Änderungsdokumentation (Software Revision Log)

Version	Änderung gegenüber Vorgänger-Version	Status
V4.2 11.03.2019	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Parameter für IPS Empress CAD mit IPS e.max CAD Crystall. • Optimiertes Vakuumtestprogramm • Optimierte Entfeuchtungsfunktion • Erweiterte Sonderzeichen • Akustischer Feedback Touchscreen • Diverse Fremdsprachen optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Aktuelle , ausgelieferte Version
V4.1 01.02.2018	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Push-Funktion kann getestet werden • Diverse Fremdsprachen wurden optimiert • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V4.0 28.04.2017	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Neue Programmstruktur mit neuen Programmparametern • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V3.0 08.04.2016	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • In-Prozess Entfeuchtung: Funktion zum Schutz des Vakuumsystems vor Verunreinigungen und deren Folgeschäden • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V2.1 09.04.2015	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!
V2.0 01.10.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Softwareoptimierungen 	Nicht mehr erhältlich!

Programat® CS2

V1.1 06.06.2014	Software optimiert <ul style="list-style-type: none">• Die Software wurde auf die Anforderungen der Programat App (für iPhone) abgestimmt und diverse Softwareoptimierungen wurden umgesetzt• Die Software wurde auf die Anforderungen der PrograBase X10 Software optimiert. Dadurch stehen dem Programat CS2 mehr Funktionen in Zusammenhang mit PrograBase X10 zur Verfügung.	Nicht mehr erhältlich!
V1.0 20.09.2013	Grundversion	Nicht mehr erhältlich!

Version 11.03.2019