



NEU

IPS InLine® System

Powder Opaquer

Mehr Flexibilität
im Labor



IPS InLine® System Powder Opaquer

Mehr Flexibilität im Labor mit dem neuen IPS InLine System Powder Opaquer

Oft sind es die kleinen Dinge, die für Flexibilität und Erleichterung im Laboralltag sorgen. Der neue IPS InLine System Powder Opaquer bietet genau das. Mit nur einem Produkt werden alternative Anwendungstechniken erschlossen.

Der Powder Opaquer mit optimierten Eigenschaften trägt massgeblich zum Verbund bei und eignet sich für die Schicht- und Presstechnik. Dabei können Gerüste im klassischen Gussverfahren oder mit digitalen Prozessen hergestellt sein.



IHRE VORTEILE IM LABOR

Wahlmöglichkeit und Flexibilität


Je nach Wunsch und Gerüstsituation lässt sich der Powder Opaquer flexibel für verschiedene Applikationstechniken mit ein und demselben Powder Opaquer Liquid einsetzen: Für die klassische Anwendung mit Pinsel bzw. Instrument oder die Spray-on-Technik.

Schnelligkeit und Effizienz

Dank einer optimal eingestellten Trübung und abgestimmten Farbsättigung lässt sich mit dem Powder Opaquer die gewünschte Farbe erreichen. Er ermöglicht durch seine hohe Deckkraft selbst bei sehr dünnen Schichten eine schnelle Abdeckung des Gerüsts.

Einfache Anwendung

Durch seine homogene Gefügestruktur mit einer optimierten Korngrößenverteilung hat der Powder Opaquer eine hohe Standfestigkeit beim Applizieren und eine hohe Brennstabilität. Kein Aufreissen, kein Verschieben – für eine sichere Anwendung.



Klassische Applikationsmöglichkeit oder mittels Spray-on-Technik



Sehr homogene Opaquerschicht (REM-Aufnahme).
Optimale Materialkombination für Trübung und Deckkraft



Mit Powder Opaquer gleichmässig abgedecktes Metallgerüst



Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Benderstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Dies ist ein Produkt aus unserer Produktkategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus diesem Bereich sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
passion vision innovation