

Tabella di comparazione colori per protesi combinata

La comparazione avviene tenendo come riferimento la colorazione SR Vivodent® S PE

Definizione cromatica

Colori S PE	01	1A	2A	1C	2B	1D	1E	2C	3A	5B	2E	3E	4A	6B	4B	6C	6D	4C	3C	4D
Colori A-D	A1	A2	A3	---	A3,5 B3	---	---	---	B4	---	---	---	---	D3	D4	C3	C4	A4	---	---

Il confronto cromatico dovrebbe avvenire in condizioni di luce definita (temperatura colore 5500 K) oppure luce diurna.
Le comparazioni riportate nella tabella sono valori indicativi.

La combinazione finale del colore e della stratificazione avviene con i relativi materiali secondo le indicazioni del produttore.

Forme raccomandate VS Forme eliminate

SR Vivodent PE® / SR Vivodent® S PE

Descrizione delle forme

SR Vivodent PE	A16	A24	A32	A36	A37	A41	A56	A68	A69	A02	A04	A07
SR Vivodent S PE	A17	A24B A25	A12	A54	A26	A13	A54	A15	A25	A05	A06 A05	A08

Le forme consigliate nella tabella rappresentano valori indicativi.