

# OptraPol<sup>®</sup>

Pulido eficiente de restauraciones de composite

Superficies  
brillantes en un  
único paso



# OptraPol®

## Pulido eficiente de restauraciones de composite

### Solución innovadora para el pulido eficiente de composite

OptraPol® es un sistema de pulido en un solo paso con relleno de cristales de diamante microfinos (contenido del relleno: hasta 72 % P/P). Los resultados son visibles en tan solo unos segundos. OptraPol consigue restauraciones de composite altamente estéticas con una luminosidad natural. En un solo paso las restauraciones se alisan consiguiendo un alto brillo.



Fotografías: Dr M. Dieter, Ivoclar Vivadent, Schaan and Dres. A. Peschke and L. Enggist, Ivoclar Vivadent, Schaan

### Alta calidad

- Superficies de la restauración radiantes de alto brillo
- Alto contenido de diamante para unos resultados excelentes


### Alta eficiencia

- Alto brillo en poco tiempo y en un solo paso
- No es necesario cambiar puntas
- 4 formas para diferentes áreas de tratamiento
- También es adecuado para pulir amalgama

### Larga duración y económico


- Alta estabilidad dimensional
- Alta resistencia al desgaste
- Autoclavable y reutilizable
- Económico

Rugosidad de superficie (µm)



\* valor de umbral clínicamente relevante (Bollen, C. M. et al, 1997)

Brillo de superficie (unidades de brillo)



Fuente: Test in vitro de los sistemas de pulidos de composite de la competencia Tetric EvoCeram® (Dr S. Heintze, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2009)

### Bibliografía:

Bollen, C. M., Lambrechts, P. & Quirynen, M. (1997). Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention: a review of the literature. *Dent Mater*, 13(4), 258-269.



Estos productos forman parte de la categoría de producto "Restauraciones Directas". Los productos de esta categoría están óptimamente coordinados entre sí.

### Formato de suministro:

#### Assortment

Llama pequeña (6 x)  
Llama pequeña (4 x)  
Copa (4 x)  
Lente (4 x)

#### Refill

Cada forma está disponible por separado en paquetes de 10.

**Ivoclar Vivadent AG**  
Benderstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent S.L.U.**  
Carretera de Fuencarral nº24  
Portal 1 – Planta Baja  
28108-Alcobendas (Madrid)  
España  
Tel. +34 91 375 78 20  
Fax +34 91 375 78 38  
[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)

Las descripciones y datos no constituyen garantía de atributos  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan Liechtenstein

2016-05-23/ES

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation