

Zertifikat Legierungs-Metallkeramik-Verbund

Voraussetzung für einen dauerhaften, ästhetischen Zahnersatz ist die optimale Kompatibilität der verwendeten Produkte. Aus diesem Grund geben wir die Metallkeramik IPS Style® für die Verarbeitung mit den nachfolgenden Legierungen frei. Für die Kompatibilität gelten die Verbund-Kriterien nach ISO 9693-1:2012.

Gerüstwerkstoffe: Legierungen von Ivoclar Vivadent
Verblendmaterial: IPS Style

Nachstehende Legierungen können mit der Metallkeramik IPS Style verblendet werden:

Legierung	Farbe	WAK 25–500 °C
Hochgoldhaltige Legierungen		
Brite Gold®	sehr gelb	14,8
Brite Gold® XH	sehr gelb	14,4
Golden Ceramic®	sehr gelb	14,6
Aquarius Hard	sehr gelb	14,5
Aquarius	sehr gelb	14,6
d.SIGN® 98	sehr gelb	14,3
BioPorta G	gelb	14,5
Y	gelb	14,6
Aquarius XH	gelb	14,1
Y-2	gelb	15,0
Porta Reflex	gelb	14,3
Porta P6	weiss	14,0
Porta Geo Ti	gelb	14,1
Sagittarius	weiss	14,0
Y-Lite	gelb	13,9
Y-1	gelb	14,8
d.SIGN® 96	gelb	14,3
Goldreduzierte Legierungen		
Porta Impuls	hellgelb	14,0
d.SIGN® 91	weiss	14,2
Porta SMK 82	weiss	13,9
W	weiss	14,2
W-5	weiss	14,0
Lodestar®	weiss	14,1
W-3	weiss	13,9
Leo	weiss	13,9
W-2	weiss	14,2
Evolution® Lite	weiss	14,2
Euro 45	weiss	14,1

Legierung	Farbe	WAK 25–500 °C
Palladiumhaltige Legierungen		
Simidur S2	weiss	14,2
Spartan® Plus	weiss	14,3
Spartan®	weiss	14,2
Capricorn	weiss	14,1
d.SIGN® 84	weiss	13,8
Protocol®	weiss	13,8
Callisto® 75 Pd	weiss	13,9
Duo Pal 6	weiss	14,1
Aries	weiss	14,7
d.SIGN® 67	weiss	13,9
d.SIGN® 59	weiss	14,5
Simidur S1S	weiss	14,8
Simidur Reflex LC	weiss	14,8
d.SIGN® 53	weiss	14,8
W-1	weiss	15,2
Capricorn 15	weiss	14,3
Callisto® CPG	weiss	14,2
Implantat-Legierungen		
Porta Implant	weiss	14,2
Callisto® Implant 78	weiss	13,9
Callisto® Implant 33	weiss	14,0
Euro 33 Implant	weiss	14,3
IS-64	weiss	14,8
Callisto® Implant 60	weiss	14,5
Edelmetallfreie Legierungen		
Colado® NC	weiss	14,4
4all®	weiss	13,9
d.SIGN® 30	weiss	14,5
Colado® CC	weiss	14,2
Edelmetallfreie Legierungen für CAD/CAM		
Colado® CAD CoCr4	weiss	14,4

Je nach Land kann das Legierungsangebot variieren.

Schaan, September 2017



Dr. Thomas Hirt
Chief Technology Officer

Hersteller Legierungen:
Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228, USA
Tel. +1 716 691 0010
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us.com

Hersteller und EU-Repräsentant:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Benannte Stelle:
TÜV Süd Product Service GmbH
Riedlerstrasse 65
D-80339 München